## -TRAVAIL PRATIQUE N°1


# DOSAGE DES IONS CUIVRE (II) PAR SPECTROPHOTOMETRIE D'ABSORPTION MOLECULAIRE

#### **Objectifs**:

> Réaliser et exploiter une courbe d'étalonnage pour faire un dosage ;

Choix de la longueur d'onde: ci – contre le spectre d'absorption d'une solution de sulfate de cuivre.

D'après ce spectre déduire la longueur d'onde optimale sous laquelle on doit travailler Quel est l'ion responsable de l'absorption à cette longueur d'onde?.



### 1 Préparation de la gamme étalon

On dispose d'une solution étalon (solution S) de sulfate de cuivre(II) de concentration  $C_0$  exactement égale à 0,080 mol.L-1.

Réaliser la série de solutions suivantes dans des fioles jaugées de 50 mL.

fiole	0	1	2	3	4	5
Solution (S)	0	5	10	15	20	25
(ml)						
Eau distillée		Eau	distillée	completer	à 50 ml	
(ml)						

#### 2 Préparation des essais

Dans une fiole de 50 mL, introduire : un volume  $V_{x1}$  de la solution S pour le premier essai, Compléter au trait de jauge avec de l'eau distillée.

Mesurer l'absorbance A des solutions de la gamme d'étalonnage et de la solution;  $X_1$  à la longueur d'onde adéquate.

#### Dosage des ions cuivre par spectrophotométrie d'absorption moléculaire

Fiole	0	1	2	3	4	5	$X_1$
Ccu2+ en mol/L							
Absorbance							

Concentration en  $Cu^{2+}$ : calculée à partir de  $X_1$ :  $C_1$ =

#### Questions

- Q1- Tracer la courbe donnant A en fonction de la concentration  $C_{Cu(II)}$ .
- Q2- Calculer la concentration molaire en ions cuivre(II) dans chacune des fioles.
- Q3- Énoncer la loi de Beer-Lambert en précisant la signification de chaque terme et en précisant les conditions de validité de cette lo

TP réalisé grâce à la conjonction des moyens du laboratoire de traitement des eaux et valorisation des déchets industriels (L.T.E.V.D. I).