

## Déhiscences / déficiences péri-implantaires des tissus mous(DTMP)

En accord avec l'atelier mondial de 2017, la classification suivante des DTMP a été formulée:

### Classe I

La marge des tissus mous est située dans une position esthétiquement correcte (au même niveau que la position idéale du bord gingivale de la dent naturelle homologue), et la couleur du pilier / implant n'est visible qu'à travers la muqueuse ou il y a un manque d'épaisseur de tissu kératinisé

### Classe II

La marge des tissus mous est située plus apicalement à la position idéale de la marge gingivale de la dent naturelle homologue et le profil de la couronne supportée par l'implant est situé à l'intérieur (en palatin) de la ligne de courbe imaginaire qui relie le profil des dents adjacentes au niveau de la marge des tissus mous

### Classe III et Classe IV

La marge des tissus mous est située plus apicalement à la position idéale de la marge gingivale de la dent naturelle homologue et le profil de la couronne implanto-supporté est situé à l'extérieur (plus vestibulaire) de la ligne de courbe imaginaire qui relie le profil des dents adjacentes au niveau de la marge des tissus mous. Dans ces classes, il est obligatoire de retirer la couronne implanto-portée.

Lorsque la tête de l'implant est à l'intérieur (plus en palatin) au niveau de de la ligne imaginaire droite qui relie le profil des dents adjacentes au niveau de la marge gingivale, le DTMP est défini comme Classe III, tandis que lorsque la tête de l'implant est en dehors (plus vestibulaire) de cette ligne imaginaire, on parle de classe IV.

Chacune des classes (à l'exception de la classe I où le sous-groupe c n'est pas cliniquement détectable) peut être subdivisée en les sous-catégories suivantes en fonction de la dimension papillaire:

**a:** lorsque l'extrémité des deux papilles est coronaire  $\geq 3$  mm à la position idéale de la marge des tissus mous de la couronne implanto-portée

**b:** lorsque la pointe d'au moins une papille est à une distance  $< 3$  mm coronale à la position idéale de la marge des tissus mous de la couronne supportée par l'implant

**c:** lorsque la hauteur d'au moins une papille est au même niveau ou plus apicale que la position idéale de la marge des tissus mous de la couronne implanto-portée.